


L'ELISA sCD163 pour le diagnostic de la glomérulonéphrite aiguë

- Seul ELISA marqué CE (DIV) pour la détermination fiable de sCD163 dans l'urine
(Référence EQ 6851-9601-U)
- Diagnostic non invasif de la glomérulonéphrite aiguë dans les vascularites associées aux ANCA (VAA)¹ ou dans le lupus néphrétique² – méthode de détection patentée (brevet européen EP3283889)
- Distinction entre les VAA avec et sans complications rénales¹



modifié suivant O'Reilly et al., 2016¹

- Estimation de l'activité des VAA rénales en vue de la réponse thérapeutique et des rechutes³

¹ O'Reilly VP et al. Urinary soluble CD163 in active renal vasculitis. J Am Soc Nephrol, 2016

² Endo N et al. Urinary soluble CD163 level reflects glomerular inflammation in human lupus nephritis. Nephrol Dial Transplant, 2016

³ Moran S et al. UsCD163 is an early predictor of treatment response in crescentic glomerulonephritis. Poster scientifique au 19ème Séminaire International sur Vascularites & ANCA, 2019