



EUROArray HPV



Détection et typage de tous les virus du papillome humains pertinents en une seule réaction

Satisfait aux critères de dépistage primaire de HPV d'après Meijer et al.

- Typage complet de 18 sous-types de HPV à haut risque et de 12 sous-types de HPV à faible risque
- La détection directe des oncogènes viraux E6/E7 permet d'obtenir la sensibilité la plus élevée possible dans toutes les phases du cycle viral
- Validée de manière indépendante par des études externes
- Détection fiable des infections persistantes par le même sous-type de HPV
- Identification fiable de chacun des agents pathogènes dans les infections multiples

EUROArray HPV

(référence MN 2540-####)



####: Pour des informations détaillées sur les formats de kits disponibles, visiter www.euroimmun.com:



- Evaluation entièrement automatisée
- Contrôles intégrés pour toutes les étapes de travail
- Procédure de test simple – seulement une PCR, réactifs prêts à l'emploi
- Automation modulaire et efficiente

Le statut réglementaire des produits doit être vérifié par la juridiction compétente de l'utilisateur. Veuillez contacter le représentant de votre pays pour connaître la disponibilité des produits et des informations.